

Карта пациента. Вкладка «3. Флюорография»

В рамках данной вкладки указывается информация о прохождении флюорографии пациентом. Для добавления данных необходимо нажать на кнопку "+" (рисунок 1).




Рисунок 1.

После чего откроется новый документ «Регистр: Флюорографические исследования» (рисунок 2), в котором автоматически заполнились данные пациента и дата исследования - текущей датой.

«№ исследования» заполняется вручную или автоматически порядковым номером при сохранении документа.

Регистр: Флюорографические исследования

Место проведения исследования: ... Q X

Номер исследования Дата исследования: 25.05.2024

Талон: ... Q X

Пациент: Тестиков Тест Тестович

Дата рождения: 15.04.1985 Возраст: 39 Пол: Муж.

Адрес: 355000, Ставропольский край, Ставрополь г, Ленина ул, д. 1, кор. 1, кт... X

Социально-профессиональная группа: ... Q X

Группа риска: ... Q X

Место работы/учебы

... Q X Должность:

Подразделение Имеется медицинская книжка

Тип исследования: ... X Доза: 0,00

Врач-рентгенолог: Администратор (Медицина ИТ) ... Q X

Дата последнего исследования:

Результаты исследований

| Результат исследования | Заключение |
|------------------------------|------------|
| <Нет данных для отображения> | |

Рисунок 2.

В поле «Тип исследования» информация вносится из «Справочник: Типы исследований» по нажатию на кнопку троеточия. (рисунок 3). При выборе значения необходимо обратить внимание на метку «Является флюорографией» и «Доза по умолчанию». В данный справочник можно добавлять значения на усмотрение администратора.

Справочник: Типы флюорографических исследований

| № | Наименование | Код | Является флюорографией | Доза по умолчанию | Является маммографией |
|-----|------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ▶ 1 | ФЛГ ПРОФ. 1 ПР | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,024 | <input type="checkbox"/> |
| | 1 мам 4 проекции | 3 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 10 | БОК.ЛЕВ+БОК.ПРАВ. 2 ПР | 4 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 11 | ДОСНЯТИЕ В ЗАДНЕЙ | 5 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 12 | ДОСНЯТИЕ НА ВДОХЕ | 6 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 13 | ДОСНЯТИЕ НА ВЫДОХЕ | 7 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 14 | ДОСНЯТИЕ В КИФОЗЕ | 8 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 15 | ТОМОГРАФИЯ | 9 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

Рисунок 3.

В ячейку «Врач рентгенолог» из открывающегося окна «Справочник: Медицинский персонал» выбирается медицинский работник, проводивший исследование и описание. По умолчанию автоматически заполняется ФИО текущего пользователя.

Для добавления результата исследования и заключения необходимо нажать на кнопку "+" (рисунок 4).




Рисунок 4.

В поле «Результат исследований» информация вносится из «Справочник: Результаты флюорографических исследований» по нажатию на кнопку троееточия (рисунок 5). Для заполнения «Заключения» необходимо выбрать значения в выпадающем списке (рисунок 6).




Рисунок 5.

Для заполнения «Заключения» необходимо выбрать значения в выпадающем списке (рисунок 6).




Рисунок 6.

После того как все необходимые поля заполнены документ можно распечатать на кнопку «Печать» и сохранить его в карте пациента по нажатию на «Сохранить и закрыть» (рисунок 7).




Рисунок 7.

Пример заполнения вкладки «3. Флюорография» представлен на рисунке 8.




Рисунок 8.

Revision #1

Created 24 May 2024 12:36:12 by Давлет-Кильдеева Екатерина

Updated 25 May 2024 06:44:26 by Давлет-Кильдеева Екатерина