



# [DAN.0086] - Пациенты с диагнозами O60 - O60.1 и микробиологическими исследованиями

Отчёт вызывается отсюда: Отчеты > Лаборатория > Пациенты с диагнозами O60 - O60.1 и микробиологическими исследованиями



Перед формированием отчёта необходимо указать обязательные фильтры по дате и микроорганизму, так же есть возможность менять дату, по которой будет производиться отбор документов в отчёт (1):



Если галочка не установлена, то отбор будет по дате окончания исследования (2), если установлена, то по дате документа (1):

Документ: Результат бактериологического исследования №168 от 29.12.2024

История | Подпись: | Автор: | Файл

1

Номер: 168 от 29.12.2024 21:08:46 Направление: Напра

Биоматериал: Отделяемое слизистой цервикального к Выполнил:

Дата окончания исследования: 09.01.2024 22:17:23 Оборудование:

Анализ: Микробиологическое исследование отделяемого цервикального кан

2

Результаты исследования | Результаты исследования (текст) | Дополнительно

В шапке видно **период (1)**, за который сформировали отчёт, **микроорганизм (2)**, статус обнаружения которого нас интересует. Видно количество **уникальных пациентов (3)**, которые попали в отчёт, так же **количество пациентов с обнаруженным (4) и не обнаруженным (6)** микроорганизмом. В табличную часть отчёта попадают пациенты, основной диагноз случая которых соответствует = O60, O60.0, O60.1, а так же у них должны быть проведены микробиологические исследования **за указанный период отбора (1)** (Документы должны иметь статус "Завершен" и быть подписанными). Отчёт позволяет посмотреть, был ли **обнаружен (9) конкретный микроорганизм (2)** у конкретного пациента за данный период. Так же виден **исследуемый биоматериал (7)**. Из отчета можно переходить в **историю болезни (8)** и **документ результата бактериологического исследования (10)**:

Список пациентов с диагнозами O60, O60.0, O60.1 за период с 01.10.2024 по 01.03.2025 у которых производилось взятие биоматериала на микробиологическое исследование (Escherichia coli)

Всего пациентов: 16

С положительными результатами: 3

С отрицательными результатами: 13

ФИО	Биоматериал	№ истории	Обнаружен / Не обнаружен	Документ результата
Пациенты	Отделяемое слизистой цервикального канала	<a href="#">5888</a>	Обнаружен	<a href="#">15697</a>
	Отделяемое полости матки	<a href="#">5879</a>	Обнаружен	<a href="#">15700</a>
	Ткани плаценты	<a href="#">5879</a>	Обнаружен	<a href="#">15701</a>
	Отделяемое полости матки	<a href="#">5859</a>	Обнаружен	<a href="#">15930</a>
	Мазок вагинально-ректальный	<a href="#">5871</a>	Не обнаружен	<a href="#">15629</a>
	Отделяемое слизистой влагалища	<a href="#">5871</a>	Не обнаружен	<a href="#">15687</a>
	Отделяемое полости матки	<a href="#">5871</a>	Не обнаружен	<a href="#">15702</a>
	Ткани плаценты	<a href="#">5871</a>	Не обнаружен	<a href="#">15703</a>
	Отделяемое слизистой влагалища	<a href="#">5867</a>	Не обнаружен	<a href="#">15665</a>
	Отделяемое полости матки	<a href="#">5867</a>	Не обнаружен	<a href="#">15669</a>
	Ткани плаценты	<a href="#">5867</a>	Не обнаружен	<a href="#">15670</a>
	Моча	<a href="#">5900</a>	Не обнаружен	<a href="#">15756</a>
	Отделяемое полости матки	<a href="#">5900</a>	Не обнаружен	<a href="#">15989</a>
	Ткани плаценты	<a href="#">5900</a>	Не обнаружен	<a href="#">15990</a>
	Мазок вагинально-ректальный	<a href="#">6003</a>	Не обнаружен	<a href="#">15914</a>
	Моча	<a href="#">6003</a>	Не обнаружен	<a href="#">16003</a>
	Отделяемое слизистой влагалища	<a href="#">6003</a>	Не обнаружен	<a href="#">16064</a>
	Отделяемое полости матки	<a href="#">6003</a>	Не обнаружен	<a href="#">16065</a>
	Ткани плаценты	<a href="#">6003</a>	Не обнаружен	<a href="#">16066</a>
	Мазок вагинально-ректальный	<a href="#">5888</a>	Не обнаружен	<a href="#">15633</a>
	Отделяемое полости матки	<a href="#">5888</a>	Не обнаружен	<a href="#">15696</a>
	Ткани плаценты	<a href="#">5888</a>	Не обнаружен	<a href="#">15718</a>
	Моча	<a href="#">5888</a>	Не обнаружен	<a href="#">15977</a>
	Моча	<a href="#">5833</a>	Не обнаружен	<a href="#">15641</a>
	Отделяемое слизистой влагалища	<a href="#">5833</a>	Не обнаружен	<a href="#">15642</a>
	Мазок вагинально-ректальный	<a href="#">5933</a>	Не обнаружен	<a href="#">15804</a>
	Моча	<a href="#">5933</a>	Не обнаружен	<a href="#">15822</a>

Revision #2

Created 4 February 2025 14:15:32 by Передриев Данила

Updated 4 February 2025 14:35:48 by Передриев Данила