

Настройка справочника лабораторных исследований

С помощью пункта меню «**Справочники**» → «**Лаборатория**» → «**Исследования**» → «**Исследования лаборатории**» нужно настроить справочник исследований (рисунок 1).




Рисунок 1.

Двойным кликом мыши нужно открыть анализ, который необходимо настроить для автоматизированного создания на него направлений, и заполнить у вложенных исследований следующие поля:

1. Список вложенных исследований;
2. Кнопка открытия настроек вложенного исследования, которая появляется после двойного клика левой кнопкой мыши по вложенному исследованию (рисунок 2).

Поле «Услуга Федеральная» обязательно для заполнения. При выполнении исследования она автоматически подтягивается в историю болезни (рисунок 2).

Элемент справочника: Биохимическое исследование крови

История Код: 1 Код КДЛ: бактек плотные среды КДЛ ко - диагностическая лаборатория

Наименование краткое: Биохимическое исследование крови

Наименование полное: Биохимическое исследование крови

Наименование для листа назначений:

Вид исследования: Биохимические исследования

Группа: Биохимическое исследование крови

Процедура:

Правило назначения как СИТО: Системные настройки

При назначении 2 и более раз в актуальный срок: уведом. Актуальность(дней): 0

DS по умолчанию, если не указан в случае: Z01.7. Лабораторное

Услуга: Исследование уровня креатинкиназы в крови

Услуга Федеральная: **Определение активности креатинкиназы**

Услуга нетрики:

Кабинет:

Профиль:

Для назначения Неактуален

Показывать всегда в истории исследований Выполняется по чз

Направление в другую организацию Для других органи.

Состав Параметры исследования | Анализ-родитель | Реагенты | Анализы не объединяемые в заявку | Услуги | Биоматериалы | Дополнительно | Инт

Код	Исследование	Не печатать	Возможность выбора	Установлен по умолчанию	Индекс сортировки
101	Общий белок	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
102	Альбумин	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
103	Глобулины	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
104	Коэффициент А/Г	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
105	Глюкоза крови	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
106	Мочевина	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
107	Креатинин	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
108	Мочевая кислота	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
109	Билирубин общий	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
110	Билирубин прямой	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
111	Билирубин непрямой	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
112	Холестерин общий	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
113	Триглицериды	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
114	Трансаминазы: АСТ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 2.

На вкладке «**Услуги**» нужно указать услуги с привязкой к виду особого случая и виду оплаты (рисунок 3).

Элемент справочника: Биохимическое исследование крови

История Код: 1 Код КДЛ: бактек плотные среды КДЛ ко - диагностическая лаборатория

Наименование краткое: Биохимическое исследование крови

Наименование полное: Биохимическое исследование крови

Наименование для листа назначений:

Вид исследования: Биохимические исследования

Группа: Биохимическое исследование крови

Процедура:

Правило назначения как СИТО: Системные настройки

При назначении 2 и более раз в актуальный срок: уведом. Актуальность(дней): 0

DS по умолчанию, если не указан в случае: Z01.7. Лабораторное

Услуга: Исследование уровня креатинкиназы в крови

Услуга Федеральная: Определение активности креатинкиназы

Услуга нетрики:

Кабинет:

Профиль:

Для назначения Неактуален

Показывать всегда в истории исследований Выполняется по ч:

Направление в другую организацию Для других органи.

Состав | Параметры исследования | Анализ-родитель | Реагенты | Анализы не объединяемые в заявку | Услуги | Биоматериалы | Дополнительно | Инт

Вид оплаты	Особый случай	Код услуги	Услуга
* Платные услуги	Периодический медицинский осмотр (приказ 29н)		Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови

Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Рисунок 3.

Revision #3

Created 13 June 2026 05:45:17 by Валерия Старостенко

Updated 13 June 2026 06:12:24 by Валерия Старостенко