

Сроки использования

Для настройки и использования данного функционала следует присвоить необходимые значения номенклатуре в поле "Срок использования номенклатуры". (рис. 1)

Элемент справочника: Анальгин р-р д/и 50% амп 2 мл № 10

Код: 596

Заполнить на основании данных из ЕСКЛП

☐ Изготовление

Соответствует записи в РЛС: ... Q X

Единица хранения остатков: уп ... Q X

Основная единица учета: ... Q X

Коэф. пересчета: 0

Группа номенклатуры: Готовые препараты ... Q X

Наименование: Анальгин р-р д/и 50% амп 2 мл № 10

Полное наименование: Анальгин р-р д/и 50% амп 2 мл № 10

Латинское наименование: Analgin

☐ ЖНВЛС ... Q X

Штрих-код: ... Q X

ЛС и справочника ТФОМС: ... X

Сведения для загрузки номенклатуры | Движение номенклатуры | Дополнительные сведения | Персонализированный учёт | Список GTIN

Основные данные | Серии номенклатуры | Данные препарата | Состав экстермпоральной номенклатуры

Производитель: ... Q X

Страна происхождения: ... Q X

Артикул: ... Q X

Рег. №: ... Q X

Плотность: 0 г/л

Ставка НДС: ... X

Группа доступа: ... Q X

ОКП: ... Q X

Признак особого учета: ... Q X

☒ Используется для назначения

☐ Не выводить в листе назначений дозировку

Цена: 0,00

Сведения из справочника МЗ (Мониторинг ЛС)

Код лекарственного средства из справочника ЛС МЗ: ... Q X

Связь со справочником НСИ "Тест-системы на COVID-19": ... Q X

Срок использования номенклатуры: ... Q X

Импорт | Экспорт | Врач | Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Рисунок 1.

Для добавления значений контроля сроков использования номенклатуры необходимо настроить справочник "Сроки использования номенклатуры". (рис. 2)

КСАМУ (7.1.24.25874 11.02.2025 10:38:24) (Администратор, 11.02.25 11:02) 4 Аптека Тестовая база. IP: 192.168.136.84

Документы | Справочники | Очереди | Отчеты | Избранные отчеты | ЛПУ | Сервис | Помощь | Окна | Обратиться в ООО "И"

Пациенты

Уведомления о состояниях пациентов

Регистр Пациентов ВИМИС

Общие классификаторы

НСИ

Организации

Основные медицинские

Аптека

Медицинский персонал

Регистратура

Склады

Номенклатура

Комплекты номенклатуры

Рисунок 2.

Далее необходимо добавить строку в справочник, для этого нажимаем "добавить новый элемент". (рис. 3)




Рисунок 3.

В новой строке следует выбрать значение столбца "Единица измерения срока", и указать значение срока. (рис. 3)

Номенклатура с настроенным сроком использования будет подсвечиваться фиолетовым цветом в окне подбора номенклатуры при наступлении одной единицы измерения срока годности. То есть при указании срока использования, к примеру - 1 месяц, подсветка будет работать сразу после поступления, а при указании срока 2 месяца, подсветка включится за 1 месяц до истечения срока использования. В случае необходимости указания одной единицы, стоит использовать единицу на порядок меньше - то есть день, и указывать не 1 месяц, а 30 дней. (рис. 4)

Готовые препараты	ОМС	Пульмикорт®, суспензия для ингаляций дозированная, 0.25 мг/мл (2мл №20)	Медикаменты	конт. стальн.		АСТРАЗЕНЕКА АБ	5,000	771,80		ПТ №744 от 17.09.2024 - ООО "МЕДП (НФРМТ286/2024)
Готовые препараты	ОМС	Анальгин р-р д/и 50% амп 2 мл № 10	Медикаменты	уп.			6,000	98,00		ПТ №936 от 20.11.2024 - ООО "МЕДП (НФРМТ358/2024)
Готовые препараты	ОМС	Адолар® таблетки пролонгированного действия 1 мг (БЛИСТЕР) №50	Медикаменты	люб. в бл.		Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	9,000	5 896,00		ПТ №13 от 30.01.2025 - ООО "НОРДФ (№0879500000119000070)

Рисунок 4.

Revision #6

Created 12 February 2025 06:11:43 by Дерябин Михаил

Updated 12 February 2025 09:45:52 by Дерябин Михаил

1 3