Блокировка повторного назначения анализа при положительном результате

В настройках параметра анализа имеется возможность установить блокировку повторного назначения исследования, в котором находится параметр, на определённый период времени.

Базовая настройка анализа и параметров исследования описана в этой инструкции.




Рисунок 1 — Настройка блокировки назначения в параметре исследования

- 1) Диагноз по МКБ диагноз пациента при котором данная настройка будет отрабатывать
- 2) Длительность блокировки продолжительность выбранного действия при попытке назначить повторное исследование (в днях)
- 3) Действие:
- 1. Блокировать запрет повторного назначения исследования в промежутке длительности

блокировки

2. Информировать — предупреждение о том, что назначение является повторным

Настройка применится к повторным назначениям, если у настроенного параметра будет обнаружен положительный результат и диагноз пациента соответствует установленному в первом (1) пункте диагнозу.. В таком случае к исследованию (не анализу), в котором находится параметр, будет применена блокировка.





Рисунок 2 — Результат исследования с положительным значением настроенного параметра



назначения из-за отработавшей настройки





Рисунок 4 — Запрет в мастере назначения анализов



Сообщение информирования

Revision #9 Created 4 March 2025 08:11:51 by Алексеев А.С. Updated 18 September 2025 07:56:39 by Коломейцев Антон

1 4