


Обновление Федерального справочника лабораторных исследований (ФСЛИ)

Для обновления федерального справочника нужно в "Справочники - Лаборатория - НСИ - Федеральный справочник лабораторных исследований" нажать на кнопку "Загрузить из НСИ" (Рисунок 1, п1), далее пойдет его загрузка.



Код	Наименование	Код LOINC	Английское наименование	Краткое наименование	Синонимы		
1000082	Международное нормализованное отношение в венозной крови методами прикроватной диагностики	34714-6	INR in Blood by Coagulation assay	МНО	Международное нормализованное отношение; INR	Протр	Протри контри
1000074	Международное нормализованное отношение в бедной тромбоцитами плазме	6301-6	INR in Platelet poor plasma by Coagulation assay	МНО	Международное нормализованное отношение; INR	Протр	Протри контри
1000066	Протромбиновое отношение в бедной тромбоцитами плазме	5894-1	Prothrombin time (PT) actual/Normal	Протромбиновое отношение	Протромбиновый тест отношение; ПТО; PT%	Протр	Протри контри
1000058	Протромбиновое время в венозной крови методами прикроватной диагностики	5964-2	Prothrombin time (PT) in Blood by Coagulation assay	Протромбиновое время	Протромбиновый тест; ПВ; PT	Протр	
1000041	Протромбиновое время в бедной тромбоцитами плазме	5902-2	Prothrombin time (PT)	Протромбиновое время	Протромбиновый тест; ПВ; PT	Протр	
1000033	Индекс активированного частичного тромбопластинового времени в бедной тромбоцитами плазме	63561-5	APTT actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay	Индекс АЧТВ	Отношение АЧТВ; Индекс АЧТВ; APPT(R); APPT(Ratio)	Активи	Активи контри
1000025	Активированное частичное тромбопластиновое время в венозной крови методами прикроватной диагностики	3173-2	APTT in Blood by Coagulation assay	АЧТВ	Активированное частичное тромбопластиновое время; APPT; aPTT, aPTT PPP, PTT	Активи	Активи контри
1000017	Активированное частичное тромбопластиновое время в бедной тромбоцитами плазме	14979-9	APTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay	АЧТВ	Активированное частичное тромбопластиновое время; APPT; aPTT, aPTT PPP, PTT	Активи	Активи контри

Рисунок 1

Если ваш компьютер имеет низкие характеристики, для уменьшения нагрузки можно выбрать галочку "Использовать устаревший метод загрузки" (Рисунок 1, п2), нажать на кнопку "Загрузить из НСИ" (Рисунок 1, п2), в других случаях лучше **не** использовать его, так как он менее стабильный.

Актуальность справочника в КСАМУ можно узнать в столбце "Версия справочника" (Рисунок

2).

КСАМУ (8.18.64.44877 07.09.2026 18:13:48) (Администратор, 09.09.26 17:07)

Документы Справочники Очереди Отчеты Избранные отчеты ЛПУ Сервис Помощь Окна Обратиться в ООО "Медицина-ИТ"

Справочник: Федеральный справочник лабораторных исследований

Загрузить из НСИ ☐ Использовать устаревший метод загрузки

Единица измерения	Образец	Временная характеристика образца	Тип метода	Тип шкалы измерения	Статус	Группа тестов	Код НМУ	Порядок сортировки	Версия справочника	Отсутствует ФСЛИ
мл/мл	Отделенное слизистый влагалища	Одномоментный	Метод амплификации нуклеиновых кислот	Количественная	Актуальный	Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний		80.670	3.64	☐
	Отделенное слизистый влагалища	Одномоментный	Метод амплификации нуклеиновых кислот	Порядковая	Актуальный	Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний		80.669	3.64	☒
мл/мл	Отделенное слизистый влагалища	Одномоментный	Метод амплификации нуклеиновых кислот	Количественная	Актуальный	Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний		80.668	3.64	☐
	Отделенное слизистый влагалища	Одномоментный	Метод амплификации нуклеиновых кислот	Порядковая	Актуальный	Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний		80.667	3.64	☐
мл/мл	Отделенное слизистый влагалища	Одномоментный	Метод амплификации нуклеиновых кислот	Количественная	Актуальный	Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний		80.666	3.64	☐
	Отделенное слизистый влагалища	Одномоментный	Метод амплификации нуклеиновых кислот	Порядковая	Актуальный	Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний		80.665	3.64	☐
мл/мл	Отделенное слизистый влагалища	Одномоментный	Метод амплификации нуклеиновых кислот	Количественная	Актуальный	Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний		80.664	3.64	☐
	Отделенное		Метод			Молекулярная диагностика				

Журнал результатов анализов с медицинского оборудования | Справочник: Федеральный справочник лабораторных исследований

Рисунок 2

Версию актуального справочника на данный момент, на сайте [Минздрава России](#) (Рисунок 3).

1,2nsi.rosminzdrav.ruНСИ — Федеральный справочник лабораторных ис...

Спросить Алису AI

НСИНовостиРеестр справочниковРеестр OIDФорумПомощь

Версия для слабовидящихВойти

Реестр справочников

←Федеральный справочник лабораторных исследований. Справочник лабораторных тестов

Скачать

Версия: 3.64, 11.02.2026 11:41

ТАБЛИЦАПАСПОРТ

Поиск по таблицеНайти

Уникальный идентификатор	Код LOINC	Полное наименование	Английское наименование	Краткое наименование	Синонимы	Аналит
1000017	14979-9	Активированное частичное тромбопластиновое время в бедной тромбоцитами плазме	APTT in Platelet poor plasma by Coagulation assay	АЧТВ	Активированное частичное тромбопластиновое время; APPT; aPTT, aPTT PPP, PTT	Активированное частичное тромбопластиновое время
1000025	3173-2	Активированное частичное тромбопластиновое время в венозной крови методами прикроватной диагностики	APTT in Blood by Coagulation assay	АЧТВ	Активированное частичное тромбопластиновое время; APPT; aPTT, aPTT PPP, PTT	Активированное частичное тромбопластиновое время
1000033	63561-5	Индекс активированного частичного тромбопластинового времени в бедной тромбоцитами плазме	APTT actual/normal in Platelet poor plasma by Coagulation assay	Индекс АЧТВ	Отношение АЧТВ; Индекс АЧТВ; APPT(R); APPT(Ratio)	Активированное частичное тромбопластиновое время; Активированное частичное тромбопластиновое время

© 2022 - 2026 Министерство здравоохранения Российской Федерации

Служба поддержки ЕГИСЗ.РФ
8-800-301-15-59 egisz@stp-egisz.ru

Рисунок 3

Revision #1
Created 8 September 2026 14:19:56 by Абакумов Данила
Updated 9 September 2026 14:50:25 by Абакумов Данила

1 3