

Оборудование медицинской организации

Необходимо открыть справочник «Оборудование медицинской организации»:




Рисунок 1.

Для добавления нового элемента справочника нужно нажать на кнопку с изображением знака «+»:




Рисунок 2.

Далее откроется форма, здесь в поле «Тип оборудования» нужно выбрать «Медицинское оборудование» и заполнить все обязательные поля (выделены красной рамкой), остальные поля заполнять необязательно:

Элемент справочника: Оборудование медицинской организации (Новый)

Код: 0 Наименование: Тип оборудования: **Медицинское оборудование**

Отделение: Материально ответственное лицо:

Заводской номер: Инвентарный номер:

Дата изготовления: Дата ввода из эксплуатации: Срок полезного использования: 0

Дата вывода из эксплуатации: Количество: 0 Балансовая стоимость единицы: 0,00р.

Номер счета: Действующий

Сведения о внутреннем перемещении

Дата	Отделение	МОЛ
<Нет данных для отображения>		

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 3.

Если при заполнении поля «НСИ», нет справочных значений, то значения справочника необходимо синхронизировать нажав на соответствующую кнопку:

Элемент справочника: Оборудование медицинской организации (Новый)

Код: 0 Наименование: SCHILLER Тип оборудования: **Медицинское оборудование**

Отделение: Материально ответственное лицо:

Заводской номер: 123456789 Инвентарный номер: 000001

Дата изготовления: Дата ввода из эксплуатации: Срок полезного использования: 0

Дата вывода из эксплуатации: Количество: 0 Балансовая стоимость единицы: 0,00р.

Номер счета: Действующий Интегрировано с КАМУ:

Сведения о внутреннем перемещении Медицинское оборудование

НСИ: Марка:

Модель: Тип:

Оборудование: Размер оборудования: 0

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 4.




Рисунок 5.

Пример заполненной карточки:

Элемент справочника: Cobas E-411(1)

Код: Наименование: Тип оборудования:

Отделение: Материально ответственное лицо:

Заводской номер: Инвентарный номер:

Дата изготовления: Дата ввода в эксплуатацию: Срок полезного использования:

Дата вывода из эксплуатации: Количество: Балансовая стоимость единицы:

Номер счета: ☐ Действующий Интегрировано с КСАМУ: Кабинет:

Сведения о внутреннем перемещении | Медицинское оборудование | Сопоставление | Автозамена

НСИ: Марка:

Модель: Тип: Производитель:

Оборудование: Номер оборудования: Страна:

Псевдоним: Рег. номер: Дата госуд. регистрации:

Категория оборудования:

Настройки

Номер COM-порта: Скорость: Битность: Округлять до:

Отключить импорт результатов ☐

Рисунок 6.

Revision #1

Created 28 September 2024 08:40:08 by Коломейцев Антон

Updated 28 September 2024 08:48:14 by Коломейцев Антон

1 4