

Оборудование медицинской организации

Необходимо открыть справочник «Оборудование медицинской организации»:




Рисунок 1.

Для добавления нового элемента справочника нужно нажать на кнопку с изображением знака «+»:




Рисунок 2.

Далее откроется форма, здесь в поле «Тип оборудования» нужно выбрать «Медицинское оборудование» и заполнить все обязательные поля (выделены красной рамкой), остальные поля заполнять необязательно:

Элемент справочника: Оборудование медицинской организации (Новый)

Код: 0 Наименование: Тип оборудования: **Медицинское оборудование**

Отделение: Материально ответственное лицо:

Заводской номер: Инвентарный номер:

Дата изготовления: Дата ввода из эксплуатации: Срок полезного использования: 0

Дата вывода из эксплуатации: Количество: 0 Балансовая стоимость единицы: 0,00р.

Номер счета: ☐ Действующий

• Сведения о внутреннем перемещении

Дата	Отделение	МОЛ
<Нет данных для отображения>		

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 3.

Если при заполнении поля «НСИ», нет справочных значений, то значения справочника необходимо синхронизировать нажав на соответствующую кнопку:

Элемент справочника: Оборудование медицинской организации (Новый)

Код: 0 Наименование: SCHILLER Тип оборудования: **Медицинское оборудование**

Отделение: Материально ответственное лицо:

Заводской номер: 123456789 Инвентарный номер: 000001

Дата изготовления: Дата ввода из эксплуатации: Срок полезного использования: 0

Дата вывода из эксплуатации: Количество: 0 Балансовая стоимость единицы: 0,00р.

Номер счета: ☐ Действующий Интегрировано с КСАМУ:

• Сведения о внутреннем перемещении Медицинское оборудование

НСИ: Марка:

Модель: Тип:

Оборудование: Размер оборудования: 0

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 4.




Рисунок 5.

Пример заполненной карточки:

Элемент справочника: Cobas E-411(1)

Код: 2 Наименование: Cobas E-411(1) Тип оборудования: Медицинское оборудование

Отделение: ... Q X Материально ответственное лицо: ... Q X

Заводской номер: 123456 Инвентарный номер: 123654

Дата изготовления: ... Дата ввода в эксплуатацию: ... Срок полезного использования: 0

Дата вывода из эксплуатации: ... Количество: 0 Балансовая стоимость единицы: 0,00р.

Номер счета: ... Действующий Интегрировано с КСАМУ: Да Кабинет: ... Q X

Сведения о внутреннем перемещении Медицинское оборудование Сопоставление Автозамена

НСИ: Биохимические автоматические анализаторы ... Q X Марка: ...

Модель: ... Тип: Другие Производитель: Рош Диагностика ГмбХ

Оборудование: Cobas E-411 ... Q X Номер оборудования: 1 Страна: ... Q X

Псевдоним: ... Рег. номер: ФСЗ 2007/00478 Дата госуд. регистрации: 24.03.2021

Категория оборудования: Иное

Настройки

Номер COM-порта: COM1 Скорость: 56000 Битность: ... Округлять до: 0

Отключить импорт результатов ☐ ...

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 6.

Revision #1

Created 28 September 2024 08:40:08 by Коломейцев Антон

Updated 28 September 2024 08:48:14 by Коломейцев Антон

1 4