


Перед созданием параметра, сохраните исследование!



Данное сообщение выводится, если вы хотите создать параметр, не сохранив исследование.

Решение: перед созданием параметра необходимо сначала сохранить исследование.

Элемент справочника: Исследование в лаборатории (Новый)

История Код: 0 Код КДЛ: Лаборатория: Клинико - диагностическая лаборатория

Наименование краткое: OAK

Наименование полное: Общий анализ крови

Наименование для листа назначений:

Вид исследования:

Группа:

Процедура:

Правило назначения как СИТО: Системные настройки

При назначении 2 и более раз в актуальный срок: увед. Актуальность(дней): 0

DS по умолчанию, если не указан в случ: Z01.7. Лабораторное о

Услуга:

Услуга Федеральная:

Услуга нетрики:

Кабинет:

Профиль:

☐ Для назначения ☐ Неактуален

☐ Показывать всегда в истории исследований ☐ Выполняется пк

☐ Направление в другую организацию ☐ Для других орг

Состав | Параметры исследования | Анализ-родитель | Реагенты | Анализы не объединяемые в заявку | Услуги | Биоматериалы | Дополнительно

Параметры | Параметры составных анализов

Создать вложенные параметры | Импорт параметров (текстовый файл) | Импорт значений

Инд. сортировки	Имя параметра	Ед. измерения	Тип параметра	Обязательный	По умолчанию	ФСЛИ	Интерпретация норм	Неакт ивен

Сохранить и закрыть Сохранить X Закрыть

Revision #1

Created 17 February 2024 07:03:46 by Коломейцев Антон

Updated 28 March 2024 06:56:05 by Коломейцев Антон