

Справка с результатами ПЦР-Теста для вылетающих за границу

Для формирования документа «Справка с результатами ПЦР-Теста для вылетающих за границу» из результата исследования на коронавирус, необходимо предварительно выполнить настройки:

1. Проверить наличие печатной формы КАТ.0019 (доступна для печати из результата анализа). Если форма отсутствует, то обратиться в техническую поддержку.
2. Присвоить исследованию код 122 (Рисунок 1)

Код	Исследование	Не печатать	Возможность выбора	Установлен по умолчанию	Индекс сортировки
809	Выявление РНК возбудителя SARS-COV-2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
810	примечание	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2

Рисунок 1.

3. Добавить интерпретацию для списковых значений параметров – «Положительный» и «Отрицательный» (Рисунок 2)

Элемент справочника: Коронавирус антитела класса IgG

Исследование:

Код: 158 Наименование:

Дополнительное наименование:

Международное имя параметра (код):

Ед.измерения: Тип параметра: Список

Группа: ☐ Неактивен

Нормальные значения | Список значений | Референтные значения | Старые нормы | ФСЛИ | Интерпретация | Методики | Микроорганизмы

Значение	Интерпретация	В пределах нормы	Минимально-нормальное	Максимально-нормальное
Отрицательно	Отрицательный	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Положительно	Положительный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Индекс сортировки: 1 Код ВИС: Кол-во знаков: 0

☐ Параметр является обязательным в исследовании

☐ Запрет повторного назначения при положительном результате:

Значение по умолчанию:

☐ Вычисляемое поле Формула:

☐ Не импортировать значение с анализатора если параметр не назначен

Рисунок 2.

4. В параметрах ЛПУ на вкладке «ЛИС (Лаборатория)» указать наименование и адрес Вашей организации на английском языке, для этого можно нажать кнопку «Транслит» возле соответствующего поля (Рисунок 3)

Элемент справочника: ГБУЗ СК "Кисловодский межрайонный родильный дом"

Реквизиты ЛПУ Поиск

Наименование: ГБУЗ СК "Кисловодский межрайонный родильный дом"

Наименование полное: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кисловодский межрайонный родильный дом"

Реквизиты | Регистратура | Приемный покой | Листок нетрудоспособности | Нумерация | Свод услуг | Модуль госпитализации

Расчет стоимости | МЭК | Модуль врача | Касса/Платные услуги | Аптека | Родовые сертификаты | Сервис | Флюорография

Свидетельства о рождении | Модуль проверки случаев | Диетпитание | СЭМД/РЭМД | Экспертизы | **ЛИС (Лаборатория)**

☐ Округлять данные с анализаторов до 2х знаков ☐ Назначать в мастере по кабинетам

☒ Использовать планировщик для назначения исследований ☐ Разрешить СИТО только заведующим

Срок актуальности направления на исследования: 0 Количество недель доступных для записи в планировщике: 4

☒ Не использовать планировщик для стационарных карт ☐ Автоматическое выделение исследований при назначении по расписанию

☐ Обязательны ответы на все вопросы при назначении исследований ☐ Запрет направлений на анализы на время раньше текущего

☐ Использовать текущую дату в мастере анализов для назначений ☐ Подписывать результаты из ИФА-планшета

☐ Включить сортировку по cito в своде на вкладке обработка данных

☐ Фильтровать анализы в мастере анализов по типу оплаты в услугах

Код печатной формы для печати штрих кодов (по умолчанию): ANT.0020

Код печатной формы для печати штрих кода с направления: ANT.0021

Наименование организации на английском языке: Kislovodskij roddom

Адрес организации на английском языке: Kislovodsk, street Kutuzova 48 A

Рисунок 3.

5. В справочнике пациентов на вкладке «23. Данные для хозрасчета» указать ФИО пациента на английском языке. Для этого можно нажать кнопку «Транслит», но необходимо удостовериться, что данные совпадают с загран. паспортом. (Рисунок 4)

Рисунок 4.

6. В справочнике «Работники» заполнить ФИО исполнителя анализа на английском языке аналогично (Рисунок 5)

Рисунок 5.

QR-код не будет содержать полную информацию, если перечисленные поля не будут заполнены.

Revision #1

Created 28 September 2024 08:04:48 by Коломейцев Антон

Updated 23 October 2024 07:50:38 by Коломейцев Антон

1 4