

Справка с результатами ПЦР-Теста для вылетающих за границу

Для формирования документа «Справка с результатами ПЦР-Теста для вылетающих за границу» из результата исследования на коронавирус, необходимо предварительно выполнить настройки:

1. Проверить наличие печатной формы КАТ.0019 (доступна для печати из результата анализа). Если форма отсутствует, то обратиться в техническую поддержку.
2. Присвоить исследованию код 122 (Рисунок 1)

Элемент справочника: ПЦР Исследование респираторных мазков носоглотки и ротоглотки на COVID-2019

История | Лаборатория: Клинико - диагностическая лабор... | Отправитель: | Группа: ПЦР

Код: 122 | Наименование краткое: ПЦР Исследование респираторных мазков носоглотки и ротоглотки на COVID-2019

Наименование полное
ПЦР Исследование респираторных мазков носоглотки и ротоглотки на COVID-2019

Код КДЛ: | Наименование для листа назначений: |

Вид исследования: | Кабинет: |

Услуга: | Услуга Федеральная: |

Только в составе других анализов Для назначения разрешить 2 и более в день Актуальность(дней): 0 | Очередь: |

Показывать всегда в истории исследований Направление в другую организацию Неактуален Правило назначения как СИТО: Системные настройки

Процедура: | График: | Доп. время на взятие (минуты): 0

Выполняется по частям

Состав | Параметры исследования | Реагенты | Анализ-родитель | Дополнительно | Анализы не объединяемые в заявку | Услуги | Биоматериалы | Интерпретация результатов

| Код | Исследование | Не печатать | Возможность выбора | Установлен по умолчанию | Индекс сортировки |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 809 | Выявление РНК возбудителя SARS-COV-2 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |
| 810 | примечание | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |

Сохранить и закрыть | Сохранить | Закрыть

Рисунок 1.

3. Добавить интерпретацию для списковых значений параметров – «Положительный» и «Отрицательный» (Рисунок 2)

Элемент справочника: Коронавирус антитела класса IgG

Исследование:

Код: 158 Наименование:

Дополнительное наименование:

Международное имя параметра (код):

Ед.измерения: Тип параметра: Список

Группа: Неактивен

Нормальные значения
 Список значений
 Референтные значения
 Старые нормы
 ФСЛИ
 Интерпретация
 Методики
 Микроорганизмы

| Значение | Интерпретация | В пределах нормы | Минимально-нормальное | Максимально-н |
|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Отрицательно | Отрицательный | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Положительно | Положительный | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Индекс сортировки: 1 Код ВИС: Кол-во знаков: 0

Параметр является обязательным в исследовании
 Запрет повторного назначения при положительном результате:

Значение по умолчанию:

Вычисляемое поле Формула:
 Не импортировать значение с анализатора если параметр не назначен

Рисунок 2.

4. В параметрах ЛПУ на вкладке «ЛИС (Лаборатория) указать наименование и адрес Вашей организации на английском языке, для этого можно нажать кнопку «Транслит» возле соответствующего поля (Рисунок 3)

Элемент справочника: ГБУЗ СК "Кисловодский межрайонный родильный дом"

Реквизиты ЛПУ Поиск

Наименование:

Наименование полное:

Округлять данные с анализаторов до 2х знаков
 Назначать в мастере по кабинетам
 Использовать планировщик для назначения исследований
 Разрешить СИТО только заведующим
 Срок актуальности направления на исследования: 0
 Количество недель доступных для записи в планировщике: 4
 Не использовать планировщик для стационарных карт
 Автоматическое выделение исследований при назначении по расписанию
 Обязательны ответы на все вопросы при назначении исследований
 Запрет направлений на анализы на время раньше текущего
 Использовать текущую дату в мастере анализов для назначений
 Подписывать результаты из ИФА-планшета
 Включить сортировку по cito в своде на вкладке обработка данных
 Фильтровать анализы в мастере анализов по типу оплаты в услугах

Код печатной формы для печати штрих кодов (по умолчанию): ANT.0020

Код печатной формы для печати штрих кода с направления: ANT.0021

Наименование организации на английском языке:
 Адрес организации на английском языке:

Рисунок 3.

5. В справочнике пациентов на вкладке «23. Данные для хозрасчета» указать ФИО пациента на английском языке. Для этого можно нажать кнопку «Транслит», но необходимо удостовериться, что данные совпадают с заграничным паспортом. (Рисунок 4)

Пациент:

Основные данные

0 Ф.И.О.: Поиск

Пол: Неизвестный

Дата рождения: Место рождения: СНИЛС:

Док. удост. личность: (F8) Не разделять ФИО

Контактные данные

Адрес рег: (F9) Город/Местный

Адрес факт.: (F10) Копировать

Телефон сот./дом.: Участок: Временно

Отказ тел. Сельский

Доп. сведения: Эл. почта: Статус: (F7)

Вн. № амб. : Закрит:

Конфликтный (особый): Нахождение карты:

Сигнал

18. Доступ к данным | 19. Профмаршрут, профвредность | 20. Д-учет | 21. Д-тест | 22. Диспансеризация (отказы) | 23. Реквизиты для хозрасчета | 24. г

ИНН:

Загран. паспорт

Фамилия: Имя: Транслит

Обращения пациента (F11) История Печать по умолчанию Печать Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 4.

6. В справочнике «Работники» заполнить ФИО исполнителя анализа на английском языке аналогично (Рисунок 5)

Элемент справочника: Левченко Галина Михайловна

Ф.И.О.:

Основная информация | Образование, документы об образовании | Награды | Сертификаты | Документы

Пол: Жен. Дата рождения: Эл. почта:

Телефон: рабочий: сотовый: дом.:

СНИЛС: ИНН: Таб. №:

Отношение к военной службе:

Научная степень: Отсутствует

Поле СНИЛС является обязательным для заполнения в системе ОМС!

Рисунок 5.

QR-код не будет содержать полную информацию, если перечисленные поля не будут заполнены.

Revision #1

Created 28 September 2024 08:04:48 by Коломейцев Антон

Updated 18 September 2025 07:56:39 by Коломейцев Антон

1 4