

Исправлена ошибка при множественном редактировании параметров с группами в элементе анализа

Если для параметров была хотя бы 1 группа, то при попытке группового редактирования нескольких параметров с группы выходила ошибка.

Элемент справочника: Коагулограмма (скрининг)

История

Код: 112771

Код КДЛ:

КДЛ

Наименование краткое: Коагулограмма (скрининг)

Наименование полное: Коагулограмма (скрининг)

Наименование для листа назначений:

Вид исследования:

Группа: Гемостаз

Процедура:

Правило назначения как СИТО: Системные настройки

При назначении 2 и более раз в актуальный срок: уведомлять

Актуальность(дней): 0

ДС по умолчанию, если не указан в случае: 201.7. Лабораторное обследование

Услуга: Коагулограмма (скрининг)

Услуга Федеральная: Коагулограмма (ориентировочное исследование систем

Услуга нетрики:

Кабинет:

Профиль:

☒ Для назначения

☐ Неактуален

☐ Показывать всегда в истории исследований

☐ Выполняется по частям

☐ Направление в другую организацию

☐ Для других организаций

Состав

Параметры исследования

Анализ-родитель

Реагенты

Анализы не объединяемые в заявку

Услуги

Биоматериалы

Дополнительно

Интерпретация результатов

На удаление

Параметры

Параметры составных анализов

Заполнить индексы

Импорт значений

Индекс сортировки анализа	Имя параметра	Код	Код анализа	Ед. измерения	Тип параметра	По умолчанию	ФСЛИ	Интерпретация норм	Обязательный	Неактивный
Группа :										
4	Протромбиновый индекс	3462	112774	%	Текстовый			☒	☐	☐
5	Протромбиновое время	3463	112775	сек.	Текстовый			☒	☐	☐
6	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	3464	112776	сек.	Текстовый			☒	☐	☐
7	Фибриноген	3465	112777	г/л	Текстовый			☒	☐	☐
8	Примечание	3576	112864		Текстовый			☒	☐	☐
Группа : Макроскопическое исследование										
1	Протромбин (по Квикку)	3459	112770	%	Текстовый			☒	☐	☐
2	Протромбиновое отношение	3460	112772		Текстовый			☒	☐	☐
3	Международное нормализованное отношение (МНО)				Текстовый			☒	☐	☐

КСТАМУ (8:19:38.46126 08.10.2026 17:42:18)

List index out of bounds (1)

Групповое редактирование

Удалить

Revision #1

Created 20 October 2026 07:28:45 by Станислав

Updated 20 October 2026 07:30:23 by Станислав

