

СЭМД 256 "Заключение по результатам микробиологического исследования"

Выгружаемые значения.

- Биоматериал (1.2.643.5.1.13.13.99.2.1019)
- Ед. измерения и объем исследуемого материала
- Дата и время поступления материала
- НСИ обнаружение/идентификация
- Обнаруженный микроорганизм
- Антимикробные препараты
- Оказанные услуги (услуга федеральная, не обязательно)

Настройка анализа

Чтобы заполнить информацию о биоматериале, откройте:

Справочники - Лаборатория - Исследования лаборатории - Исследования

В открывшемся справочнике выберите анализ, который необходимо настроить, откройте его двойным щелчком:

Добавьте биоматериал в анализ, нажав на кнопку "Плюс":

Элемент справочника: Посев кала на условно-патогенную микрофлору

История Код: 119 Код КДЛ: Бактериология Лаборатория: Бактериологическая лаборатория

Наименование краткое: Посев кала на условно-патогенную микрофлору

Наименование полное: Посев кала на условно-патогенную микрофлору

Наименование для листа назначений: Услуга: Вид исследования: Микробиологические исследования Услуга Федеральная: Микробиологическое (культуральное) исследовани...

Рисунок 1.

В открывшемся справочнике биоматериалов выберите нужный (Рис. 2 п. 2) и нажмите кнопку "Выбрать" или выберите двойным щелчком левой кнопки мышки (Рис. 2 п. 3). Можно воспользоваться строкой поиска (Рис. 2 п. 1):




Рисунок 2.

Заполните количество биоматериала и федеральную услугу по сбору, а также укажите контейнер:




Рисунок 3.

Сохраните изменения в анализе:

Рисунок 4.

Далее, на вкладке "Параметры исследования", на дополнительной вкладке "Параметры составных анализов" открыть параметр анализа двойным щелчком:

Рисунок 5.

В параметре заполняются вкладки "Микроорганизмы" и "НСИ БАК":

Рисунок 6.

Заполнение вкладки "Микроорганизмы" не обязательно, но упростит заполнение протокола, а также можно сразу проверить, есть ли необходимый микроорганизм и корректно ли у него настроено сопоставление с федеральным справочником бактерий или грибов.

Чтобы проверить сопоставление микроорганизма с федеральными справочниками, необходимо открыть форму через кнопку "лупа" или выбрать микроорганизм в справочнике (Справочники - лаборатория - бактериология - микроорганизмы) и проверить поле "Сопоставление":

Элемент справочника: Посев кала

Исследование:

Код: Наименование:

Дополнительное наименование:

Международное имя параметра (код):

Ед.измерения: Тип параметра:

Группа:

☐ Неактивен

Нормальные значения | Список значений | Референтные значения | ФСЛИ | Интерпретация | Методики | Микроорганизмы | НСИ БАК | Блоки

Микроорганизм	Без антибиотиков	По умолчанию	Индекс сортировки
☐ <i>Klebsiella oxytoca</i> ... Q X	☐	☐	1
☐ <i>Staphylococcus aureus</i>	☐	☐	2

Индекс сортировки: Код ВИС:

☐ Параметр является обязательным в исследовании

Округлять до знака после запятой, мин кол-во знаков

GUID:

Рисунок 7.

Элемент справочника: *Klebsiella oxytoca*

Код: ☐ Гриб ☒ Бактерия ☐ Не используется

Наименование:

Таксономическая категория:

Окраска по Граму: Принадлежность:

Группа патогенности:

Синонимы:

Вызываемое заболевание:

Сопоставление:

Код НСИ МЗ РФ:

Индекс сортировки:

Контейнеры | Антибиотики | Общие антибиотики организмов входящих в эту категорию

Перетащите заголовок группы сюда, чтобы сгруппировать по этой колонке

Рисунок 8.

К микроорганизму или группе микроорганизмов, входящий в одну таксономическую группу, можно добавить список антибиотиков, что бы при каждом заполнении протокола по данному исследованию не подбирать его из справочника. Справочник антибиотиков федеральный и сопоставление не требуется

Более подробно по заполнению вкладки "Микроорганизмы", а также настройка антибиотиков по умолчанию [тут](#).

Заполнение вкладки НСИ БАК обязательно.

Для сопоставления со справочником лабораторных тестов на обнаружение микроорганизмов в поле "НСИ обнаружение" и "НСИ идентификация", перейдите на вкладку НСИ БАК. В поле, в котором хотите заполнить сопоставление, нажмите на многоточие, после это в открывшемся справочнике лабораторных тестов на обнаружение микроорганизмов, выберите необходимое значение левой кнопкой мышки и затем нажмите выбрать:




Рисунок 9.

Элемент справочника: Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии

Исследование: Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии

Код: 2936 Наименование: Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии

Дополнительное наименование:

Международное имя параметра (код):

Ед.измерения: Тип параметра: Список

Группа: Неактивен

Нормальные значения | Список значений | Референтные значения | ФСЛИ | Интерпретация | Методики | Микроорганизмы | НСИ БАК

НСИ обнаружение: Бактериальный микроорганизм, обнаружение в кале культуральным методом

НСИ идентификация: Бактериальный микроорганизм, идентификация в кале культуральным методом

Индекс сортировк: 1 Код ВИС: Округлять до знака после запятой, мин кол-во знаков 1

☐ Параметр является обязательным в исследовании

☐ Заполнять автоматически даже если не назначено

Значение по умолчанию:

Формула

☐ Вычисляемое поле Формула:

При отсутствии значения этого параметра в формуле: Выдать ошибку

☐ Запрет повторного назначения при положительном результате:

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

Рисунок 10.

Заполнение документа

Обязательно заполните дату и время доставки биоматериала:

Документ: Результат бактериологического исследования (Новый)

История | Подпись: Отсутствует | Автор: Администратор | Файлы

ТЕСТОВ ТЕСТ ТЕСТОВИЧ, 01.01.1991, 35 лет; Амбул. случай №5 (22.06.2026); ОМС
Ставропольский край, ставрополь, ломоносова, д. 74, кв. 19

Номер: от 11.08.2026 13:27:52 Направление: Направление на исследования №59 от 11... Производственное исследование

Биоматериал: Кал (Материал) Выполнил: Администратор (Медицина ИТ) Статус: Новый

Дата окончания исследования: Оборудование:

Анализ: Посев кала на условно-патогенную микрофлору

Цель исследования: Мониторинг лечения

Результаты исследования | Результаты исследования (текст) | Дополнительно | Услуги | Динамика | Отметки лаборатории

Лаборатория: Бактериологическая лаборатория Контейнер: Стекло Код:

Вид оплаты: ОМС Доставленное количество биоматериала: 1 шт

Параметр: Посев кала

Биоматериал

Дата, время взятия биоматериала: 11.08.2026 13:27:51

Взял биоматериал:

Дата, время доставки биоматериала:

Дата регистрации биоматериала:

Выполнил регистрацию:

Доп. инф.:

11 августа 2026 г.

Август 2026

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рисунок 11.

Далее документ заполняется в зависимости от результата проведения исследования - обнаружен или нет микроорганизм, будет ли проводиться определение чувствительности. Структурированный электронный документ создается после установления статуса "завершен" и установления подписи на документе кнопкой "подписать и закрыть".

Revision #5

Created 6 August 2026 08:47:33 by Панченко Анастасия

Updated 12 August 2026 13:52:53 by Панченко Анастасия

1 7