
Настройка справочника процедур



ль врача»

Рисунок 1

– Открытие пункта меню «Список процедур»

Откроется окно «Справочник: Процедуры» (рисунок 2).




Рисунок 2

– Окно «Справочник: Процедуры»





Рисунок 3

- Расположение кнопки «Добавить новый элемент» в окне «Справочник: Процедуры»



)» необходимо заполнить елены красным цветом.

Рисунок 4 – Окно «Элемент справочника: Процедура (Новый)»

Все поля, выделенные красным цветом, являются обязательными для заполнения.

- **Код** – заполнится автоматически при сохранении документа, присвоив порядковый номер записи, или можно в данное поле внести любое значение.

- **Наименование** – указывается наименование процедуры.

- **Услуга** – указывается услуга, к которой относится процедура, для этого следует нажать на , в открывшемся справочнике выбрать услугу.

- **Группа** – здесь можно указать группу в которой будет находиться процедура, чтобы ее было легче найти в справочнике процедур.

- **Ед.изм.:** – из справочника необходимо выбрать единицу измерения для данной процедуры (обычно это «Медицинская услуга (исследование, УЕТ по физиотерапии)»).

- **Длительность (взрослые)** - указывается длительность проведения процедуры для взрослых в формате «часы : минуты».

- **Длительность (дети)** – указывается время длительности процедуры для детей в формате «часы : минуты».

- **УЕТ (взрослые)** – количество условных единиц терапии для взрослых (поле не обязательно к заполнению).


- **УЕТ (дети)** – количество условных единиц терапии для детей (поле не обязательно к заполнению).

- **t:** - здесь можно указать температуру по умолчанию для выполнения процедуры (поле не обязательно к заполнению).

- **Ед. изм. (дозы)** – указывается единица измерения дозировки процедуры (поле не обязательно к заполнению).

Затем следует заполнить вкладки в нижней части окна:

- **«Доступные ресурсы для выполнения процедуры»** здесь нужно указать все ресурсы, необходимые для выполнения настраиваемой процедуры. Для добавления ресурса следует



троке открыть справочник,

Рисунок 5 – Пример заполнения окна «Элемент справочника: Ингаляции» и вкладки «Доступные ресурсы для выполнения процедуры»

- **«Расходные материалы».** Здесь указывается информация о расходных материалах, используемых при проведении процедуры. Данная вкладка не обязательна к заполнению.

«Области применения» можно указать все области, для которых будет применяться данная процедура. Данная вкладка не обязательна к заполнению.

В ряде ситуаций, может возникнуть необходимость привязки лабораторные анализы к процедуре, для этого необходимо произвести настройку анализа. Для примера такие настройки делаются для взятия крови, чтобы при их выборе открывался планировщик процедур.

Revision #4
Created 10 December 2024 15:49:44 by Яковенко Максим
Updated 6 June 2025 08:32:02 by Бондаренко Андрей
1 5