Вкладка "Свидетельства о смерти"

В настройках пользователя на вкладке "Свидетельства о смерти" (рисунок 1) можно настроить автозаполнение полей, значения по умолчанию и прочие настройки.




Рисунок 1.

Чтобы в свидетельстве о смерти автоматически заполнялись поля "Свидетельство заполнил", "Свидетельство проверил" и "Руководитель", в этих полях необходимо выбрать соответствующих медицинских работников (рисунок 2). Сделать это можно через кнопку "..." или ввести фамилию медицинского работника в поле и нажать Enter на клавиатуре.




Рисунок 2.

Для установки по умолчанию в свидетельстве о смерти места наступления смерти нужно отметить соответствующую позицию (рисунок 3).




Рисунок 3.

Также, если медицинская организация указывает в свидетельстве получателя - соц. работника, можно указать его в настройке (рисунок 4).




Рисунок 4.

При необходимости, можно воспользоваться следующими настройками (рисунок 5):

- Отключить подбор по КЛАДР в адресах. Тогда адрес не будет подбираться по КЛАДР, вводить его нужно будет только вручную.
- Не заполнять проверяющего. Поле "Свидетельство проверил" не будет требовать заполнения.
- Автоматически менять раскладку клавиатуры при вводе кода МКБ. Код МКБ начинается с латинской буквы. Если поставить эту настройку, то не придется переключаться на английскую раскладку клавиатуры. Программа автоматически поменяет ее при активации данного поля.
- Отключить автоматическую подстановку адреса места смерти. По умолчанию, в свидетельстве о смерти в поле "Место смерти" подставляется адрес лечебного учреждения. Если поставить данную настройку, то поле "Место смерти" не будет заполняться автоматически. Вводить адрес нужно будет вручную.




Рисунок 5.

Revision #3
Created 9 April 2024 12:58:34 by Гладкова Ирина
Updated 1 November 2024 10:32:46 by Гладкова Ирина
1 5
