

Следующие исследования в пределах их актуального срока уже назначены данному пациенту.



Данное сообщение выводится, если настроена настройка по сроку актуальности и вы создаете направление на указанный период, когда на выбранный анализ уже создано направление. Более подробно можно прочитать здесь.

Если повторное направление вы создаете ошибочно, то нажмите кнопку "Нет". Повторное направление не создастся и выведется ошибка:



Если необходимо создать повторное направление, то нажмите "Да".

Revision #5
Created 23 May 2025 12:54:03 by Подопригора Дарья
Updated 25 August 2026 14:24:42 by Подопригора Дарья

1 2