Справка с результатами ПЦР-Теста для вылетающих за границу

Для формирования документа «Справка с результатами ПЦР-Теста для вылетающих за границу» из результата исследования на коронавирус, необходимо предварительно выполнить настройки:

1. Проверить наличие печатной формы KAT.0019 (доступна для печати из результата анализа). Если форма отсутствует, то обратиться в техническую поддержку.

2. Присвоить исследованию код 122 (Рисунок 1)




Рисунок 1.

3. Добавить интерпретацию для списковых значений параметров – «Положительный» и «Отрицательный» (Рисунок 2)




Рисунок 2.

4. В параметрах ЛПУ на вкладке «ЛИС (Лаборатория) указать наименование и адрес Вашей организации на английском языке, для этого можно нажать кнопку «Транслит» возле соответствующего поля (Рисунок 3)




Рисунок 3.

5. В справочнике пациентов на вкладке «23. Данные для хозрасчета» указать ФИО пациента на английском языке. Для этого можно нажать кнопку «Транслит», но необходимо удостовериться, что данные совпадают с загран. паспортом. (Рисунок 4)




Рисунок 4.

6. В справочнике «Работники» заполнить ФИО исполнителя анализа на английском языке аналогично (Рисунок 5)




Рисунок 5.

QR-код не будет содержать полную информацию, если перечисленные поля не будут заполнены.

Revision #1
Created 28 September 2024 08:04:48 by Коломейцев Антон
Updated 18 September 2025 07:56:39 by Коломейцев Антон
1 4