Срок актуальности направления.

Настройка срока актуальности направлений позволяет установить «срок жизни направления», по истечению которого, при отсутствии результата, у направления появится отметка «Анализ не выполнен в назначенную дату». Помимо этого, в настройках анализа можно задать правило, которое будет отрабатывать при повторном назначении анализа, если уже есть направление на этот анализ и срок актуальности его ещё не истёк (рисунок 6). Программа может игнорировать повторные назначения, уведомлять пользователя или запрещать совершать повторные назначения.

В КСАМУ существует два способа как установить срок актуальности направлений.
Первый способ: настройка актуальности направлений всем анализам.

1. Необходимо перейти в параметры ЛПУ(“ЛПУ” – “Параметры”). (Рисунок 1)




Рисунок 1.

2. В параметрах ЛПУ перейдите во вкладку “Лис (Лаборатория)”. Найдите строку “Срок актуальности направления на исследования”. Укажите количество дней актуальности направлений на исследования. (Рисунок 2)




Рисунок 2.

3. Сохраните и закройте параметры ЛПУ. (Рисунок 3)




Рисунок 3.

Второй способ. Настройка актуальности направлений у одного анализа для всех либо для определенных отделений со стационаром.

Для всех:

1. Откройте справочник лабораторных исследований. (“Справочник” – “Лаборатория” – “Исследования” – “Исследования лаборатории”). (Рисунок 4)




Рисунок 4.

2. Найдите нужный анализ в справочнике лабораторных исследований и откройте для редактирования двойным кликом левой кнопкой мыши. (Рисунок 5)




Рисунок 5.

3. В элементе справочника найдите строку “Актуальность (дней)”. В данной строке укажите количество дней актуальности направления на исследование. (Рисунок 6)




Рисунок 6.

Если актуальность дней стоит и в анализе, и в параметрах ЛПУ, то в направление будет подтягиваться актуальность дней из анализа.

Для определенного отделения:

Если в отделении ("ЛПУ - Структура ЛПУ - Отделения ЛПУ (подразделения)" условие оказания мед. помощи указаны "Стационарная помощь", "Дневной стационар", "Отказ от госпитализации", то на вкладке "Стационар" можно включить настройку "Запретить более 1 исследования 1 пациенту"




Рисунок 7.

При повторном назначении в срок указанный в анализе, пользователем из данного отделения, выйдет уведомление. (**Обойти это ограничение никак нельзя**)




Рисунок 8.

Запрет повторного назначения

Если требуется полностью запретить повторное назначение анализа в определенный срок, то нужно установить в выпадающем списке "запрещать" и актуальность больше 0 (При актуальности 0 настройка не отрабатывает).




Рисунок 9.

При попытке повторного назначения в срок актуальности установленный в анализе выйдет предупреждение и направление не создастся. **Создать направление в актуальный период, при такой настройке можно только по CITO.**




Рисунок 10.

Уведомление при повторном назначении.

Если требуется, что бы при повторном назначении в актуальный срок, выводилось уведомление, то в выпадающем списке выбираем "уведомлять" и срок актуальности больше 0 (При актуальности 0 настройка не отрабатывает).




Рисунок 11.

При назначении анализа с такой настройкой в период актуальности, будет выходить уведомление, при нажатии "Да" будет создано направление, при "Нет" создание направления прервется.




Рисунок 12.

Приоритет между настройкой в анализе и исследовании.

Настройки описанные выше можно использовать как в анализе так и в его исследованиях.

При установке "запрещать" и в анализе и в исследовании, при назначении запрет будет отрабатывать по большему сроку. То есть если в анализе срок актуальности больше, то отработает он, если в исследовании и оно назначается, то по нему.




Рисунок 13.

В уведомлении будет сам анализ так как срок актуальности больше чем в исследовании.




Рисунок 14.

Revision #10
Created 6 June 2024 12:14:52 by Подопригора Дарья

Updated 28 August 2026 13:37:04 by Абакумов Данила

1 11