Вкладка 7. "Результаты анализов"

На данной вкладке отображается информация о результатах проведенных анализов (рисунок 1).




Рисунок 1 - Вкладка «7. Результаты анализов» электронной истории болезни

Результаты подствечены разными цветами по принципу:

- зеленый - норма;
- голубой - ниже нормы;
- красный - выше нормы;
- желтый - норма не определена;

- белый - норма не настроена.

Так же в карту можно добавить результаты из предыдущих случаев пациента. Для этого необходимо нажать на кнопку "Добавить результаты из других карт". Откроется окно с результатами анализов пациента за выбранный период (рисунок 2). В окне необходимо выбрать двойным щелчком требуемый анализ и нажатии на кнопку "Выбрать". Выбранный результат добавится в текущий случай (рисунок 3).




Рисунок 2 - Результаты исследований из других карт




Рисунок 3 - Результаты исследований по текущему и предыдущим случаям

Если у пациента несколько результатов одного исследования, то можно отследить динамику изменения показателей. Для этого необходимо нажать двойным щелчком на параметр исследования. В открывшемся окне отобразиться график с изменения показателя за выбранный период времени (рисунок 4).




Рисунок 4 - График по параметру «Удельный вес»

Revision #5
Created 3 June 2024 12:47:06 by Голозубова Лариса
Updated 21 June 2024 09:47:47 by Бондаренко Андрей

1 4