СЭМД 298 «Направление на цитологическое исследование материала, полученного при профилактическом гинекологическом осмотре, скрининге»

Выгружаемые значения.

В направлении, помимо основных данных о пациенте и МО должны быть заполнены следующие данные о проведённом исследовании:

- Дата и время взятия биоматериала;
- Диагноз;
- Код исследуемого биоматериала;
- Объём исследуемого биоматериала (с единицами измерения);
- Код лабораторного теста (ФСЛИ);
- Транспортная среда для передачи материала в рамках цитологического исследования;

- Сведения о медицинской организации, куда направлен пациент (если анализ назначается в другую организацию);
- Сотрудник взявший биоматериал;

Настройка анализа

- Услуга федеральная;
- Код исследуемого биоматериала. Обязательно код должен быть 206, 353, 354, 355 из справочника 1.2.643.5.1.13.13.11.1081 (Рисунок 1);




Рисунок 1

- Объём исследуемого биоматериала (с единицами измерения);
- Код лабораторного теста (ФСЛИ);
- Транспортная среда для передачи материала в рамках цитологического исследования (рисунок 2);




Рисунок 2

- Тип анализа, обязательно проставляем "Цитология (Гинекология)" (Рисунок 3).




Рисунок 3

Заполнение документа:

Значения, указанные в справочниках, подставятся в документ автоматически, но при необходимости их можно отредактировать.

Заполнить требуется (Рисунок 4):

1. Дата и время взятия биоматериала (не обязательно, может быть пустым);
2. Диагноз;
3. Сведения о медицинской организации, куда направлен пациент (если анализ назначается в другую организацию);
4. Сотрудник взявший биоматериал;




Рисунок 4

Вышеперечисленные поля заполняются из мастера назначения анализов.

Особенности:

1) Если БМ взят в мастере назначения, то создается протокол и единицы измерения берутся из табл. части (Рисунок 5).




Рисунок 5

2) Если БМ не взят, либо отметить взятие в направлении, то тянется из единиц измерения БМ в анализе, т.к. не создается протокол взятия (Рисунок 6).




Рисунок 6

Revision #11
Created 3 August 2026 07:35:32 by Абакумов Данила
Updated 7 October 2026 06:01:53 by Передриев Данила

1 7