
Настройка Сервиса


Для того чтобы настроить смс оповещение пациентов через программный продукт МИС КСАМУ и сервис рассылки смс оповещений https://sms.ru/, необходимо:

1) Зарегистрироваться на сервисе https://sms.ru/.

2) В личном кабинете зайти в пункт меню «Программистам»




3) Скопировать «Ваш api_id» это является «Ключ смс-шлюза», потребуется для указания в программе МИС КСАМУ.




4) Зайти в программу с правами администратора, открыть пункт меню «ЛПУ», затем «Параметры».

5) В открывшемся окне перейти во вкладку «Сервис», найти поле «Ключ СМС-шлюза» и внести данные, скопированные с сайта «Ваш api_id», описанные в пункте №3



После ввода данных нажать «Сохранить и закрыть», после этого настройка отправки завершена.

На портале необходимо будет создать "Буквенного отправителя и заключить договор.



Revision #2
Created 24 January 2024 14:24:15 by Панченко Андрей
Updated 24 January 2024 14:25:11 by Панченко Андрей

1 4