
ЭКФ (электронный клинический фармаколог)

Для настройки ЭКФ работы требуется выполнить следящие действия: выбрать окно параметров систем через меню «ЛПУ»-«Параметры». В окне параметрах системы требуется выбрать вкладку «Сервис»



В параметрах требуется найти блок «Электронный клинический фармаколог», где требуется указать следующие параметры:

Адрес сервиса – адрес сервиса актуализации лекарственной терапии с отменой всех предыдущих назначений с проверкой.

Ключ - ключ доступа, он же лицензионный ключ.

Открывать ссылку URL автоматически для критического уровня – указать данный параметр, если требуется открывать ссылку на ЭКФ каждый раз при получении критического уровня опасности.

При назначении фармакотерапии в листе назначений в МИС КСАМУ ЭКФ каждый раз будет обновлять информацию и получать текущий уровень уровня опасности для всех назначений.

Информация об уровне опасности отражается в правом нижнем углу в виде следующих иконок:




Что соответствует следующим значениям:

	Критический уровень опасности.
	Высокий уровень опасности. Индикатор-закладка в правом нижнем углу экрана окрашивается в оранжевый цвет
	Применять с осторожностью. Индикатор-закладка в правом нижнем углу экрана окрашивается в желтый цвет
	Слабое взаимодействие. Индикатор-закладка в правом нижнем углу экрана окрашивается в голубой цвет
	Взаимодействий не выявлено. Индикатор-закладку окрашиваем в серый цвет
	Рациональное сочетание. Индикатор-закладку окрашиваем в зеленый цвет

При клике на данный значок вы будете атомически перенаправлены на сервис ЭКФ с информацией об уровне опасности и не совместимости фармакотерапии.

Пример назначения в МИС КСАМУ и получения результата:



Revision #2
Created 2 June 2026 08:06:48 by Навасардян Валерия
Updated 2 June 2026 08:22:15 by Навасардян Валерия

1 4