Журнал умерших

- Описание журнала умерших:

Описание журнала умерших:

Данный журнал отображает список умерших по заданным фильтрам, и по сути является отчетом, а не документом. Для того чтобы открыть журнал, необходимо перейти в пункт меню «Документы» → «Модуль врача» (рисунок 1).




Рисунок 1 - Расположение журнала умерших

Журнал формируется автоматически на основании наличия в случае протокола "Протокол установления смерти человека" (в протоколе в обязательном порядке указывается регистровое имя "statement_of_death" и ему присваивается значение "1").

При этом в колонках выводиться информация:

- "Дата смерти" - заполняются из протокола установления смерти человека по регистровым именам "vremya_smerti".
- "Отделение смерти" - заполняются из протокола установления смерти человека по регистровым именам "statement_of_death".
- "Профильное отделение" - заполняются из протокола установления смерти человека по регистровым именам "profile_department".

- "Тело умершего направлено" - отображается ссылка на документ "Направление тела умершего в патолого-анатомическое отделение", если он был оформлен на пациента (документ определяется по наличию в нем регистрового имени "sent_for_autopsy" со значением "1").
- "Совпадение диагнозов" тянется по регистровому имени "comparison" в рамках этого же случая (данные берутся по регистровому имени поля шаблона "Протокол патолого-анатомического вскрытия").
- "Свидетельство о смерти" подставляется ссылка на соответствующий документ, если он был оформлен в рамках случая лечения пациента.
- "Статистическая карта" заполняется автоматически, если случай был закрыт, здесь отображается ссылка на статистическую карту пациента.

Остальные колонки заполняются автоматически на основании данных, содержащихся в карточке пациента и документе регистрации случая.

При необходимости, отобразившийся список можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» или выгрузить в «Excel»